


필터 베이스는 유리필터



※ 필터는 구성품에 미포함.

SPC 필터 홀더 (유리 필터 베이스 타입)

[특징]

- ø25mm, ø47mm 필터용 홀더.
- 필터 베이스에는 유리 필터 적용.
- 여과액 이동부는 전부 유리로 되어있어 스테인레스 재질과 접촉 시 문제가 되는 금속분석 여과에 적합.
- 여과병은 여과액의 보존에 편리한 SPC 보존병.
- 편넬과 유리 필터 베이스의 바깥 쪽 가장자리를 PTFE 코팅한 타입도 있음. (옵션)

[사양]

구분	상세	
제품명	SPC 필터 홀더 (ø47mm)	SPC 필터 홀더 (ø25mm)
	유리 필터 베이스 타입	유리 필터 베이스 타입
필터 적용 사이즈	ø47mm	ø25mm
편넬	300mL	80mL
필터용 베이스	유리 필터 P160	
SPC 보존병	1L	500mL

※ ø47mm 고무 캡은 오토 클레이브로 멸균 불가.



2단 여과세트 사용 예



유리 필터 베이스

유리 필터 베이스 PTFE 코팅

2단 여과용 필터 베이스

■ 부품 LIST

NO.	제품명
1	ø47mm 고무 캡 5개입
2	편넬 300mL ø47mm용
27	" PTFE코팅 (옵션) ø47mm용
3	편넬 100mL (옵션) ø47mm용
28	" PTFE코팅 (옵션) ø47mm용
17	SPC 유리필터 베이스 SPC-29 ø47mm용
29	" PTFE코팅 (옵션) ø47mm용 유리필터 2단여과용 필터 베이스 ø47mm용
7	클램프 ø47mm용
8	조인트 클램프 29/42 10개입
9	SPC 보존병 1L SPC-29
10	편넬 80mL ø25mm용
30	" PTFE코팅 (옵션) ø25mm용
11	편넬 20mL (옵션) ø25mm용
31	" PTFE코팅 (옵션) ø25mm용
18	SPC 유리필터 베이스 SPC-29 ø25mm용
32	" PTFE코팅 (옵션) ø25mm용
15	클램프 ø25mm용
16	SPC 보존병 500mL SPC-29